

PRESS MEDIA

Benda elastocompressiva monoestensiva.

Composizione: 80% cotone 20% elastam.

Misure: 10 cm. x 7 mt. tesa 12 cm. x 7 mt. tesa



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I non sterile

monouso



Indicazioni

Bendaggi di sostegno e di scarico con compressione media . Bendaggi compressivi nel complesso sintomatico varicoso, sindromi edemigene leggere e flebostasi. Trattamento post-chirurgico e terapia dell'insufficienza venosa.

Bendaggi di sostegno e scarico nelle distorsioni, lussazioni , contusioni, strappi muscolari e fratture. Prevenzione e cura di traumi sportivi e da lavoro.

Avvertenze

Non sono note allergie se non quelle specifiche dei componenti della stessa benda. Il bendaggio non deve essere eseguito su stati patologici che sconsigliano la fasciatura. Se ne consiglia la rimozione qualora si presentino rigonfiamenti a monte o a valle della stessa. Tenere la benda lontana dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato nella confezione integra, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole a temperatura ambiente.

Controindicazioni

Il dispositivo medico non deve essere utilizzato direttamente su cute lesa.