

PRESS ZINCOLASTIC

Benda elastica impregnata con pasta all'ossido di zinco.

Composizione: 67% cotone 33% poliammide.

Misure: 10 cm. x 7 mt.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I non sterile

monouso



Indicazioni

Trattamento di tromboflebiti, flebotrombosi e loro conseguenze, varici, ulcus cruris. Bendaggi antinfiammatori e antiedemigeni. Bendaggi di sostegno nelle distorsioni, lussazioni, contusioni. Terapia nel complesso sintomatico varicoso e di traumi sportivi e da lavoro. Post trattamento di fratture ed interventi chirurgici alle ossa e/o articolazioni.

Avvertenze

Non sono note allergie se non quelle specifiche dei componenti della stessa benda. Il bendaggio non deve essere eseguito su stati patologici che sconsigliano la fasciatura. Se ne consiglia la rimozione qualora si presentino rigonfiamenti a monte o a valle della stessa. Tenere la benda lontana dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato nella confezione integra, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole a temperatura ambiente.

Controindicazioni

Il dispositivo medico non deve essere utilizzato direttamente su cute lesa.